



Cavex alginate adhesive

Packung 2 x 14 ml



Artikelnr.: 28439
Hersteller: Cavex
Gewicht: 0.124 kg
Höhe: 75 mm
Breite: 36 mm
Länge: 100 mm

€ 12,89

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 14 ml

Für zuverlässige Haftung zwischen Abformlöffel und Alginat. Stärkt die physikalische und chemische Haftung zwischen Abformlöffel und Alginat. Verringert die Deformierung der Abformung beim Herausnehmen aus dem Mund. Speziell zum Gebrauch mit Metall- und Kunststofflöffeln entwickelt. Präzise sparsame Anwendung durch Pinsel im Schraubverschluss. Flascheninhalt reicht für 50 Anwendungen. Die blaue Farbe erleichtert die Applikation. Pinselapplikation statt Spray vermeidet Aerosol. Rückstände des Adhäsivs werden mit Isopropylalkohol oder Ethanol leicht entfernt.