



## Black Micro® Tips

Packung 20 Stück, Ø 0,7 mm



Artikelnr.: 28539

Hersteller: Ultradent Products GmbH

Gewicht: 0.015 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 53 mm

Länge: 53 mm

**€ 8,79**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 20 Black Micro Tips, Ø 0,7 mm

Schwarzer Kunststoff mit Metallkanüle (22 ga, Ø 0,7 mm), gebogen zur Feinapplikation von lichthärtenden und nicht-lichthärtenden Materialien.

Zu verwenden mit: Ultra-Blend plus, EtchArrest, OpalDam, UltraSeal XT plus und UltraSeal XT hydro.