



Black Mini® Tips

Packung 100 Black Mini Tips, Ø 1 mm



Artikelnr.: 28541

Hersteller: Ultradent Products GmbH

Gewicht: 0.047 kg

Höhe: 83 mm

Breite: 49 mm

Länge: 49 mm

€ 38,43

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Black Mini Tips, Ø 1 mm

Schwarzer Kunststoff-Ansatz (Ø 1 mm), gebogen, zur Applikation von mäßig viskösen Materialien.

Zu verwenden mit: Ultra-Blend plus, Ultradent LC Block-Out Resin, PermaFlo, UltraTemp, Opalescence Boost, Ultradent Diamond Polish Mint, OpalDam, Opalescence Endo, OraSeal Caulking und OraSeal Putty.