



## Diamant TFG 197

Stück FG, Figur 197, ISO 018



Artikelnr.: 28611

Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 8 mm

Länge: 30 mm

**€ 9,67**

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer FG, Figur 197, ISO 018

Turboschleifer vergoldet, hygienisch und schneiden schneller.

Unsere Turbodiamanten (TFG) aus der Löwenfamilie arbeiten:

- schneller, weil die Kanten jeder Spiralwindung wie eine zusätzliche Schneide wirken
- schnittfreudig und ausdauernd, da der Abrieb in den glatten goldbeschichteten Rillen abtransportiert wird und nicht das Diamantkorn zusetzt
- sehr sicher, da die Spiralen so angeordnet sind, dass der Schleifer in die Turbine und der Abrieb zur Spitze des Instruments gedrückt wird
- (X) schwarz extra grob (~ 180 µm), (N) farblos normal (~80-120 µm)