



Diamantscheibe 355

Stück rot fein, HP, Figur 355, 0,15 mm, ISO 160



Artikelnr.: 28676

Hersteller: Edenta AG

Gewicht: 0.018 kg

Höhe: 68 mm

Breite: 35 mm

Länge: 37 mm

€ 10,11

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe rot fein, HP, Figur 355, 0,15 mm, ISO 160

Superflex. In superfeiner, feiner und standard Diamantkörnung, superfein zum feinst Separieren, fein und standard zum Vorseparieren und groben Vortrennen von Keramik.

- Max. Drehzahl (ISO 160, ISO 190) - 20.000 U/min.
- Max. Drehzahl (ISO 220) - 15.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik