



CompoMaster

Packung 3 Stück hellgelb, RA gelb/weiß, Figur Minispitze, ISO 030



Artikelnr.: 28747

Hersteller: Shofu Dental GmbH

Gewicht: 0.032 kg

Höhe: 25 mm

Breite: 65 mm

Länge: 68 mm

€ 28,59

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Polierer hellgelb, RA gelb/weiß, Figur Minispitze, ISO 030

CompoMaster Coarse & CompoMaster

Die Silikonpolierer sind mit einer ausgewogenen Mischung reiner Diamantpartikeln imprägniert, haben eine lange Standzeit und eignen sich für die rasche Ausarbeitung und Politur von Komposit-Restaurationen sowie die Erzielung einer äußerst homogenen und glatten Oberfläche. Die unterschiedlichen Körnungen der groben *CompoMaster Coarse* in Kombination mit den feineren *CompoMaster* Polierern (mit gelber und weißer Schaftmarkierung) bilden ein effizientes Konzept für eine homogene Oberflächenbearbeitung.

Die *CompoMaster Coarse* Polierer wurden entwickelt, um Kompositoberflächen zu konturieren und in einem Arbeitsgang vorzuglätten. Die so vorbereiteten Oberflächen werden dann mit den *CompoMaster* Instrumenten poliert.

- Empfohlene Drehzahl Polierer: 5.000 - 15.000 U/min., max. 20.000 U/min.
- Empfohlene Drehzahl unmontiertes Rad: 5.000 - 10.000 U/min., max. 15.000 U/min.