



bisico® Lutesil 96

Dose 915 ml



Artikelnr.: 28828

Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon

Gewicht: 1.884 kg

Höhe: 136 mm

Breite: 113 mm

Länge: 113 mm

€ 47,02

Zzgl. MwSt.

Dose 915 ml

Superhartes, kondensationsvernetzendes Spezialmaterial mit besonderem Anwendungsschwerpunkt in der Lingualtechnik. Das Silikon erreicht mit 96 shore A nach der Aushärtung eine Endhärte, welche die korrekte Positionierung der Brackets sicherstellt und ein Trennen des Trays im Falle des Nachklebens bei Bracketverlust ermöglicht. *Lutesil 96* ist auch zur Herstellung von Bisswällen, Vorwällen und Verschlüsselungen verwendbar und lässt sich problemlos mit Messer, Stein oder Fräse bearbeiten.