



## Identoflex™ Diamant-Keramik-Polierer

Packung 6 Stück grün, RA, Figur Kelch, 9,6 mm, Ø 6,9 mm



Artikelnr.: 28964  
Hersteller: Kerr GmbH  
Gewicht: 0.045 kg  
Höhe: 25 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 88 mm

**€ 26,95**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 6 Polierer grün, RA, Figur Kelch, Kopflänge: 9,6 mm, Ø 6,9 mm

2-Zonen-Diamantpolierer zur Politur von Keramikbehandlungen.

- Die Identoflex Diamant-Keramik-Polierer sind speziell für die Politur von Keramikbehandlungen entwickelt worden
- Die 2-Zonen-Technologie berücksichtigt die typischen Verschleißmuster und ermöglicht so die Einsparung von Diamantkorn
- Nur die aktive Zone ist mit Diamantkorn gefüllt, die üblicherweise ungenutzten Anteile bleiben ungefüllt