

## Perfecta 900

Stück Tischgerät inkl. Tank LA-923 TT

---



Artikelnr.: 29022

Hersteller: W&H Deutschland GmbH

Gewicht: 8 kg

Höhe: 545 mm

Breite: 405 mm

Länge: 220 mm

**€ 2.222,61**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Tischgerät inklusive Tank LA-923 TT

Zur Bearbeitung aller im Dentallabor speziell verwendeten Werkstoffe (Zirkonoxid, Keramik), bestehend aus 3 Modulen: Steuergerät, Schnellläuferhandstück und Bedienelement.

- Überlastschutz
- Automatik- Modi – Bistabil und Tempomat
- Rechts-/Linkslauf
- Mit bürstenlosem Motorhandstück, Motorkabel und Handstückablage
- Ausblasfunktion, Schnellläuferhandstück LA-9, integrierter Tank oder externe Wasserversorgung
- Aufrüstbar auf All-in-One mit Motorhandstück LA-66 und Kabel