



## Registrado X-tra

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, Mischkanülen Typ 16

---



Artikelnr.: 29191  
Hersteller: Voco GmbH  
Gewicht: 0.296 kg  
Höhe: 58 mm  
Breite: 104 mm  
Länge: 130 mm

**€ 41,05**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 2 x 50 ml Doppelkartusche, Mischkanülen Typ 16

Extra hartes, schnell abbindendes, additionsvernetzendes Silikon zur Bisregistrierung im Kartuschensystem. Besonders vorteilhaft ist auch die temperaturgesteuerte Abbindezeit von *Registrado X-tra*, die Mundverweildauer beträgt nur 40 Sekunden.