



## CronMix® K plus

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche A2 4:1, 20 Feinmischkanülen

---



Artikelnr.: 29202

Hersteller: Merz Dental GmbH

Gewicht: 0.305 kg

Höhe: 130 mm

Breite: 102 mm

Länge: 57 mm

**€ 114,90**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 2 x 50 ml Doppelkartusche A2 4:1, 20 Feinmischkanülen

Herstellung provisorischer Inlays und Onlays. Herstellung provisorischer Kronen und Brücken.

Langzeitprovisorien. Speziell für größere provisorische Versorgungen mit längerer Verarbeitungszeit.

Verarbeitungszeit: 1 Minute. Mundverweildauer: 2-3 Minuten. Aushärtezeit ab Mischbeginn: 8 Minuten.