



## TOPDENT Teleskopzangen nach Böhme

Stück 13988 Flipper, 12,5 cm



Artikelnr.: 29279

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.121 kg

Höhe: 20 mm

Breite: 73 mm

Länge: 133 mm

**€ 81,53**

*Zzgl. MwSt.*

Stück Zange Standard, 13988 Flipper, 12,5 cm

- Diamantiert – grazile Ausführung
- Hervorragende Haftkraft an den Innenteleskopen durch diamantierte Arbeitsenden (Diamantbeschichtung 126 my – Schichtstärke 15/100 - made in Germany)
- Die Zange fixiert das Primärteil fest und sicher, so dass sich das Sekundärteil problemlos abziehen lässt