



GC EXAFAST™ PUTTY

Packung 500 g Base, 500 g Katalysator, 2 Dosierlöffel



Artikelnr.: 29291

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 1.21 kg

€ 132,83

Zzgl. MwSt.

Packung 500 g Base, 500 g Katalysator, 2 Dosierlöffel

GC EXAFAST™ ist eine Familie von A - Silikonem für detailgetreue, wirtschaftliche und patientenfreundliche Abformung. Die Materialien erlauben es, in nur zwei Minuten einen sehr glatten und präzisen Abdruck zu erhalten.

- Schnelle Aushärtung
- Geringes Deformationsrisiko
- Hydrophile und thixotrope Eigenschaften
- Hoch elastisch und reißfest
- Einfaches Entfernen aus dem Mund