



remanium® segura

Packung 50 g Legierung



Artikelnr.: 29293

Hersteller: Dentaorium GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.055 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 80 mm

Länge: 105 mm

€ 62,12

Zzgl. MwSt.

Packung 50 g Legierung

CoCr-Aufbrennlegierung mit höchstem Sicherheitspotential bei der Verarbeitung. Ausgezeichnetes Gießverhalten auch im Vakuum-Druckguss. Ausgezeichnete Schmelz- und Gießeigenschaften besonders beim Vakuum-Druckguss durch kleines Schmelzintervall. Kleine Gusszylinder (4 g) für exakte Dosierung der Metallmenge: optimale Tiegelfüllung und Einsparpotential. Keine Gefahr von Spritzen oder verstärkter Schlackenbildung. Hohe mechanische Festigkeit durch Tantal-Mischkristall-Verstärkung. Optimiertes Aufbrennverhalten durch geringe Oxidbildung. Warmer Glanz durch hohen Cr-Gehalt.