



Regofix® opak

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen grün



Artikelnr.: 29570

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH

Gewicht: 0.282 kg

Höhe: 73 mm

Breite: 91 mm

Länge: 137 mm

€ 25,98

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen grün

Der Klassiker unter unseren Bissregistriermaterialien, schnell, hart und präzise.

Anwendung

- Alle Arten von Bissregistrierungen
- Zur Verschlüsselung bei intraoraler Stützstiftregistrierung
- Endhärte: 90 Shore A
- Sehr gut schneid- und fräsbar
- Farbe: blau