



## Wirobond® LFC

Packung 250 g



Artikelnr.: 29693

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.305 kg

Höhe: 38 mm

Breite: 64 mm

Länge: 116 mm

**€ 176,78**

Zzgl. MwSt.

### Packung 250 g Legierung

- Kobalt-Chrom-Aufbrenn-Legierung für hochexpandierende Keramiken (LFC-Massen)
- Der WAK-Wert von 15,6 [10-6 x K-1] ermöglicht eine normale Abkühlung – für wirtschaftliches und effektives Arbeiten
- Hoher Verbund mit der LFC-Keramik – auch bei mehrfachen Keramikbränden
- Kontrollierter Gehalt an Kohlenstoff – zum Löten und Laserschweißen sehr gut geeignet
- Biokompatibel und korrosionsbeständig
- Chemische Zusammensetzung: Co 33,9 · Fe 30,0 · Cr 28,5 · Mo 5,0 · Mn 1,0 · Si 1,0 · C · N