



PermaCem Smartmix

Packung 2 x 10 g Smartmix-Doppelspritze, 20 Smartmix-Tips



Artikelnr.: 29698

Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti

Gewicht: 0.11 kg

Höhe: 33 mm

Breite: 122 mm

Länge: 246 mm

€ 58,76

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 10 g Smartmix-Doppelspritze, 20 Smartmix-Tips

Selbsthärtender, universeller Befestigungszement in der Smartmix-Spritze. Anwendbar für die permanente Befestigung z. B. von Kronen, Brücken, Inlays, Onlays. Selbsthärtend. Universell verwendbar. Auch für Vollkeramik geeignet. Vereint die Vorteile von Glasionomer und Composite. Langzeitfluoridfreisetzung. Unlöslich im feuchten Milieu. Geringe Filmdicke für hohe Passgenauigkeit.