



CLEARFIL™ REPAIR

Kit



Artikelnr.: 29711
Hersteller: Kuraray Noritake
Gewicht: 0.261 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 159 mm
Länge: 207 mm

€ 238,44

Zzgl. MwSt.

Kit 6 ml SE BOND Primer, 5 ml SE BOND Adhäsiv, 1 ml ALLOY PRIMER, 4 ml PORCELAIN BOND ACTIVATOR, 6 ml K-ETCHANT GEL, 4 g ST OPAQUER, 1 Mischtablett, 1 Lichtschutzplatte, 1 Pinselhalter, 2 x 50 Einweg-Pinselaufsätze, 1 Intelly-Case

Das *CLEARFIL™ REPAIR* Set ist ein universelles, vielseitig einsetzbares Adhäsivsystem, das die direkte Reparatur aller Frakturen innerhalb weniger Minuten ermöglicht. Das System wurde speziell für alle direkten Bondingverfahren in der Zahnarztpraxis entwickelt, ganz gleich, ob die zu behandelnden Materialien aus Zahnschmelze, Keramik, Hybridkeramiken, Metall oder Komposit bestehen. Das Set enthält fünf innovative Komponenten von herausragender Qualität: Das bewährte selbstkonditionierende Primer und Bond-System CLEARFIL™ SE BOND, den Metallhaftvermittler ALLOY PRIMER, der ein zusätzliches Verzinnen überflüssig macht, den Silanhaftvermittler CLEARFIL™ PORCELAIN BOND ACTIVATOR, den CLEARFIL™ ST OPAQUER, das Ätzelgel K-ETCHANT GEL mit 40 %iger Phosphorsäure sowie Zubehör.