



silasoft® direct

Standardpackung 2 x 50 ml Doppelkartusche 10:1



Artikelnr.: 29779

Hersteller: DETAX GmbH

Gewicht: 0.253 kg

Höhe: 128 mm

Breite: 59 mm

Länge: 99 mm

€ 42,99

Zzgl. MwSt.

Standardpackung 2 x 50 ml Doppelkartusche 10:1, Automix2-System, 12 Mischkanülen gelb 10:1, 12 Intraoral-Tips gelb

Präzisionsabformmaterial zur Korrektur der Erstabformung. Niedrige Konsistenz, leichtfließend, normalabbindend. Primäre Zeichnungsschärfe durch ideales Anfließverhalten, hydrophil. Fließt unter Druck selbst in feinste Details. Hohes Rückstellvermögen, extrem reißfest und dimensionsstabil. Zur Direktapplikation im Automix2 Kartuschensystem, 10:1. Farbe Base pink, Katalysator blau.