



## smartrepair® rosa

Packung 3 g Dosierspritze, 8 Applikationsnadeln

---



Artikelnr.: 30239  
Hersteller: DETAX GmbH  
Gewicht: 0.026 kg  
Höhe: 16 mm  
Breite: 105 mm  
Länge: 123 mm

**€ 25,12**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 3 g Dosierspritze, 8 Applikationsnadeln

Modellier- und Reparaturkunststoff, lichthärtend. Für ästhetische Anpassung und Korrektur der Zahnfleischbereiche provisorischer Kronen und Brückenversorgungen oder Chairside-Reparaturen von Acylatprothesen. Universell anwendbar in Praxis und Labor. Zeitsparendes Arbeiten ohne lange Polymerisationszeiten. Schnelles, präzises Auftragen durch Direktapplikation, sparsam im Verbrauch. Ideale Modelliereigenschaften, thixotrop, MMA-frei. Polymerisierbar mit allen handelsübl. Lichtgeräten.