



exaplast

Tube 60 ml Cat



Artikelnr.: 30244
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.08 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 38 mm
Länge: 156 mm

€ 20,93

Zzgl. MwSt.

Tube 60 ml Cat

Hochpräzises Premium-Abformmaterial auf C-Silikonbasis, universell für alle Abformtechniken anwendbar. Hervorragende Lesbarkeit und Mischkontrolle durch klare Kontrastfarben, patientenfreundliches "freshmint" - Aroma.

- extraplast putty - sehr hohe Konsistenz, knetbar, weichgeschmeidige Ausgangskonsistenz, ideale Endhärte, hochelastisch, besonders dimensionsstabil
- extrasoft wash - hervorragende Fließfähigkeit "easy flow", niedrige Konsistenz, leichtfließend, hydrophil. Hohes Rückstellvermögen, besonders reißfest, exakte Detailwiedergabe