



easyform LC

Standardpackung 3 x 3 g Spritze Gel



Artikelnr.: 30245
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.062 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 93 mm
Länge: 150 mm

€ 46,80

Zzgl. MwSt.

Standardpackung 3 x 3 g Spritze Gel

Gebrauchsfertiger Modellierkunststoff, lichthärtend, MM frei. Verbrennt rückstandslos, selbst bei größeren Schichtstärken. Dimensionsstabil, kein Polymerisationsverzug, hohe Endhärte und Stabilität. Kombinierbar mit konventionellem oder lichthärtendem Wachs. Optische Schichtstärkenkontrolle durch leichte Transluzenz.
Gel - Direktapplikation aus der Dosierspritze, standfest, lässt sich beim Modellieren gut führen.
Paste - Knetähnliche Konsistenz, leicht form- und modellierbar.