




TOPDENT Soft-Lederbürste

Packung 12 Stück 2-reihig m. Einlagen, mittelhart, Chungking 15 mm, Ø 55 mm



Artikelnr.: 30472
Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental
Gewicht: 0.135 kg
Höhe: 166 mm
Breite: 59 mm
Länge: 60 mm

€ 69,65

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Bürsten 2-reihig mit Einlagen, mittelhart, Chungkingbortsen 15 mm, Ø 55 mm

Polierbürsten für den Poliermotor. 2-reihig mit Einlagen. Kunststoffkern. Gute Wasseraufnahme und Speicherung durch Softleder-Einlagen. Chungkingborsten - mittlere Härte - 15 mm