



Kallocryl® A/C

Dose 500 g Pulver rosabraun, A-I



Artikelnr.: 30476

Hersteller: Speiko Dr. Speier GmbH

Gewicht: 0.6 kg

Höhe: 130 mm

Breite: 116 mm

Länge: 116 mm

€ 48,12

Zzgl. MwSt.

Dose 500 g Pulver rosabraun, A-I

- Kalthärtender Kunststoff auf Basis von Methacrylaten
- Zusatz von Splitterpolymerisat ergibt bruchfeste Prothesen
- Standfester, nicht fließfähiger Kunststoff, damit besonders geeignet für Stopf- und Presstechnik sowie für Reparaturen
- Gute mechanische und physiologische Eigenschaften
- Farbbeständig durch Zusatz von UV-Absorber
- Kallocryl A in vier Farben, besonders für Zahnprothesen, orthodontische Geräte und kieferorthopädische Zwecke
- Kallocryl C härtet schneller aus und eignet sich besonders für Reparaturen, Erweiterungen, Ansetzen von Zähnen an Prothesen