



ES-Kompressen steril

Packung 25 x 2 Stück 5 x 5 cm, 8-fach gelegt



Artikelnr.: 30729
Hersteller: Paul Hartmann AG
Gewicht: 0.066 kg
Höhe: 100 mm
Breite: 81 mm
Länge: 85 mm

€ 3,48

Zzgl. MwSt.

Packung 25 x 2 Kompressen 5 x 5 cm, 8-fach gelegt

Die klassischen Mullkompressen mit den eingeschlagenen Schnittkanten. Aus Verbandmull EN 14079, 17-fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES); auch mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten verwendbar, ohne dass störende Randfäden auftreten; gute Saugfähigkeit, luftdurchlässig, weich und geschmeidig.