



Prophylaxepolierer 9995

Packung 5 Stück weiß ISO 060, extrafein, RA



Artikelnr.: 30748

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.02 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 26 mm

Länge: 40 mm

€ 9,06

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Polierer weiß ISO 060, extrafein, RA

Prophylaxepolierer Kelch zur Anwendung mit Polierpaste.
weiß - extra fein.