



## Dublisisil® 30

Packung 850 ml Flasche A, 850 ml Flasche B



Artikelnr.: 30846

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH

Gewicht: 2.211 kg

Höhe: 228 mm

Breite: 96 mm

Länge: 146 mm

**€ 64,70**

Zzgl. MwSt.

Packung 850 ml Flasche A, 850 ml Flasche B

Dublisersilikon mit hoher Endhärte für die küvettenfreie Dubliertechnik.

- Endhärte: 30 Shore A
- Hohe Reißfestigkeit
- Vollständige Neutralisierung des Expansionsdrucks der Einbettmasse auch ohne Küvettenring
- Ideal für höchst präzise Einbettmassenmodelle für z. B. Teleskop- oder Geschiebearbeiten
- Komponente A = weiß, B = lila