



Matrizen nach Tofflemire bombiert

Packung 30 Stück Höhe 6,3 mm, Stärke 0,04 mm, Molar



Artikelnr.: 30969
Hersteller: Polydentia SA
Gewicht: 0.016 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 40 mm
Länge: 73 mm

€ 17,39

Zzgl. MwSt.

Packung 30 Stahlmatrizen Höhe 6,3 mm, Stärke 0,04 mm, Molar

- Aus rostfreiem Stahl
- Anatomisch vorgeformt
- Verwendbar mit jedem Universalmatrizenhalter
- Für Fälle mit einem sehr engen Interdentalraum auch mikrodünn (0,025 mm)
- Ermöglichen das Brünieren der Matrize