



com-fit Fluid Resistant Mundschutz

Packung 50 Stück mit Ohrschlinge, blau



Artikelnr.: 30993

Hersteller: Dentsply Sirona Europe

Gewicht: 0.212 kg

Höhe: 100 mm

Breite: 190 mm

Länge: 100 mm

€ 14,52

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Masken mit Ohrschlinge, blau

- Der weiche, angenehme Aufbau beinhaltet eine wasserabweisende äußere Schicht, Schutz bis zu einem Druck von 80 mm Hg
- Vorgeformter Nasenbügel, um sicherzustellen, dass der Mundschutz ordnungsgemäß getragen wird
- 99 % Partikel-Filterleistung (0,1 µm)
- Delta-P-Wert 2,6
- EN 14683, Typ II R

Die weichen Ohrschlaufen sind mittels Ultraschallverfahren mit der Außenseite des Mundschutzes verbunden, so dass sie keine Hautreizung verursachen können.