



ORBAT sensitive

Packung 20 ml Lösung



Artikelnr.: 31026
Hersteller: Lege artis Pharma
Gewicht: 0.044 kg
Höhe: 83 mm
Breite: 34 mm
Länge: 34 mm

€ 26,62

Zzgl. MwSt.

Packung 20 ml Lösung

Der sensitive Präp-Cleaner: 25%ige Aluminiumsulfat-Lösung zur Zahnfleisch-Retraktion, für eine unkomplizierte Präzisionsabformung.

- Ermöglicht eine saubere Darstellung der Präparationsgrenze bei Abdrucknahme
- Zum optimalen Zahnfleischmanagement bei indirekten und direkten Restaurationen
- Bei leichten Blutungen
- Keine Zahnverfärbung: klare farblose, geschmacks- und geruchsneutrale Lösung