



## Omni HM-Fräser Schliff 30

Stück kreuzverzahnt, gelb superfein, HP, Figur 194, 14 mm, ISO 023



Artikelnr.: 31070  
Hersteller: Omnident GmbH  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 23 mm  
Länge: 70 mm

**€ 10,89**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Fräser kreuzverzahnt, gelb superfein, HP, Figur 194, Kopflänge: 14 mm, ISO 023

Feinausarbeitung für alle Legierungen und Composite. Ideal auf Keramik, da der Spezialschliff der Fräser die Entstehung von Crackles vermeidet.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser:

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko.