



## FLEXISTONE® Plus

Standardpackung 160 ml Base, 160 ml Katalysator, 2 Ständer, 1 Anrührschale



Artikelnr.: 31210  
Hersteller: DETAX GmbH  
Gewicht: 0.639 kg  
Höhe: 165 mm  
Breite: 62 mm  
Länge: 110 mm

**€ 89,60**

Zzgl. MwSt.

**Standardpackung** 160 ml Base, 160 ml Katalysator, 2 Ständer, 1 Anrührschale

*FLEXISTONE® Plus* Niedrigviskose, Isolier- und Modellmasse auf A-Silikonbasis zur isolierenden Einbettung von Zahnprothesen. Hohe Standfestigkeit, sehr hohe Endhärte (75 shore A). Optimale Verarbeitungseigenschaften, kein Weglaufen beim Aufspateln. Schützt Kunststoff und künstliche Zähne vor Gips. Ist besonders geeignet bei Injektionsverfahren. Wird von Ivoclar für das SR-Ivocap-System empfohlen.