



Sonorex Super RK 31 Kunststoffbecher

Stück 400 ml, Kunststoff



Artikelnr.: 31360

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 0.085 kg

Höhe: 123 mm

Breite: 100 mm

Länge: 106 mm

€ 22,86

Zzgl. MwSt.

Stück 400 ml Einsatzgefäß, Kunststoff

Kunststoff, 400 ml, zum Einhängen in Lochdeckel DE. Verwendung bei Einsatz eines für Edelstahl aggressiv wirkenden Reinigers oder Lösemittels (z.B. TICKOPUR J 80 U) erforderlich, zum Schutz des Reinigungsgerätes. Weil die Einsatzgefäße nicht auf dem Wannenboden platziert werden dürfen, bietet BANDELIN passende Lochdeckel zur Aufnahme der Einsatzgefäße an. Ein weiterer Vorteil beim Einsatz mehrerer Einsatzgefäße in einem Ultraschallgerät ist die Möglichkeit des gleichzeitigen Einsatzes verschiedener Reinigungs- und Desinfektionspräparate ohne Badwechsel. (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z und Desinfektion und Reinigung von Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in der Zahnarztpraxis) Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 – 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss. Zubehör für Sonorex Super RK 31.