



Universal Schlauchdosierpumpe

Stück inklusive Klemmscheibe



Artikelnr.: 31475
Hersteller: Weinmann GmbH
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 26 mm
Breite: 53 mm
Länge: 153 mm

€ 7,00

Zzgl. MwSt.

Stück Universal Schlauchdosierpumpe inklusive Klemmscheibe

Universal-Schlauchdosierpumpe für EURO Elektroneinheiten mit Klemmscheibe inkl. Kontaminationsschutz und Prüfplakette.

Ausgabe: Gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)

Verbrauchsmittel: Geeignet für dick- und dünnflüssige Desinfektionsmittel, Seifen, Pflegecremes, Neutralisationsmittel, Konzentrate, Mundspüllösungen ... und vieles mehr!