



X-ray

Packung 1 Entwicklerkonzentrat für 2,25 l Lösung



Artikelnr.: 31501

Hersteller: Carestream Health SA

Gewicht: 0.7 kg

Höhe: 168 mm

Breite: 74 mm

Länge: 74 mm

€ 15,30

Zzgl. MwSt.

Packung 1 Entwicklerkonzentrat für 2,25 Liter Lösung

KODAK Chemikalien für manuelle Verarbeitung. Bitte den gesamten Flascheninhalt auf einmal verdünnen, Reste des Entwicklers oder Fixiermittels oxidieren.