



## Diamanten 836

Packung 5 Stück blau mittel, FG, Figur 109 Zylinder, 4 mm, ISO 012



Artikelnr.: 31597  
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 70 mm

**€ 21,98**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Diamanten blau mittel, FG, Figur 109 Zylinder, Kopflänge: 4 mm, ISO 012

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- Prophylaxe, Füllungsbearbeitung, Kronenpräparation, Kavitätenpräparation - parallele Stufe, scharfe Kante
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min., ISO 018 - 250.000 U/min.
- Drehzahl RA ISO 008-023 - 160.000 U/min.