



S-U-Klebewachs

Kegel 45 g



Artikelnr.: 31678

Hersteller: Schuler-Dental GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.076 kg

Höhe: 75 mm

Breite: 54 mm

Länge: 55 mm

€ 21,08

Zzgl. MwSt.

Kegel 45 g Wachs

Ein universell anwendbares Klebewachs für die Kunststoffprothetik. Durch die hohe Adhäsionskraft eignet es sich hervorragend zum Anheften der Vorwälle am Modell. Dieses Wachs ermöglicht außerdem eine gute Verbindung von Basisplatten und Bisswällen. Erstarrungspunkt: 81° C.