



DiaTweezer Pinzetten nach College

Stück nur innen diamantiert, glänzend



Artikelnr.: 31719
Hersteller: Intensiv SA
Gewicht: 0.027 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 186 mm
Länge: 186 mm

€ 45,74

Zzgl. MwSt.

Stück Pinzette nur innen diamantiert, glänzend

Pinzetten mit diamantierten Spitzen. Glänzende Instrumenten-Oberflächen.

Indikationen:

- Zum Greifen und sicheren Halten kleiner extraoraler Gegenstände in der Zahnmedizin z.B. einer Krone oder eines Inlays/Onlays

Vorteile:

- Festes und sicheres Greifen durch innen diamantierte Instrumentenspitzen
- Sicherer Halt von kleinen Hohlkörpern mit geöffneter Pinzette durch rundum diamantierte Instrumentenspitzen