



NanoVarnish

Flasche 20 ml Lack



Artikelnr.: 31776

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH

Gewicht: 0.1 kg

Höhe: 116 mm

Breite: 49 mm

Länge: 50 mm

€ 52,45

Zzgl. MwSt.

Flasche 20 ml Lack

Lichthärtender Einkomponenten-Lack auf der Basis speziell strukturierter Nanopartikel für weniger Keimanhaftungen. Aushärtung in Lichthärtegeräten mit Spektralbereich 350-500 nm, wie EyeVolution®.

- Hochgradig transparent
- Extrem dünne Schichtstärke
- Optimiertes Fließverhalten für leichte Verarbeitung
- Lichthärtender Lack für Schienen, Teil- und Vollprothesen und provisorische Kronen in der C&B Technik.