



## Airsonic® Alu-Oxyd

Flasche 500 g Airsonic Alu-Oxyd 90 µm

---



Artikelnr.: 31817

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.521 kg

Höhe: 153 mm

Breite: 52 mm

Länge: 52 mm

**€ 8,99**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Flasche** 500 g Airsonic Alu-Oxyd 90 µm

Alu-Oxyd für Airsonic®.