



Pelletgläser und Tupfergläser

Stück Ø 65 mm, 40 mm hoch, mit eingeschliffenem Deckel, autoklavierbar und desinfizierbar



Artikelnr.: 31856

Hersteller: Alfred Becht GmbH

Gewicht: 0.133 kg

Höhe: 108 mm

Breite: 83 mm

Länge: 87 mm

€ 23,47

Zzgl. MwSt.

Stück Ø 65 mm, 40 mm hoch, mit eingeschliffenem Deckel, autoklavierbar und desinfizierbar

Mit den eingeschliffenen bzw. aufgelegten Deckeln kann der Inhalt steril gehalten werden. Geeignet zur Aufbewahrung von Watte, Tupfern und Pellets.