

# Bandschleifer D-BS 320

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 32332

Hersteller: Harnisch & Rieth GmbH&Co.

Gewicht: 75 kg

Höhe: 1360 mm

Breite: 600 mm

Länge: 800 mm

**€ 5.840,24**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Bandschleifgerät inklusive integrierter Absaugung, Filterkasten

Der *Bandschleifer D-BS 320* ist speziell zum Trockenschleifen von Dentalmodellen gebaut. Mühelos werden dabei alle im Labor anfallenden Materialien, von Super Hartgips und Einbettmassen bis zu Plexiglas, rationell bearbeitet. Durch das Beschleifen ohne Wasser bleibt die vom Zahntechniker erarbeitete, höchste Qualität und Genauigkeit des Modells erhalten.

Vorteile

- Extra großer Arbeitsausschnitt von 10,0 x 10,0 cm für das Bearbeiten großförmiger Modelle
- Einsetzbar für jede Modellsituation durch stufenlos verstellbaren Auflagetisch (+15° bis -15°)
- Optimal ausgelegter und geräuscharmer Lauf durch optimale Schalldämmung ermöglichen sauberes und präzises Arbeiten
- Zügiger Wechsel des Schleifbandes durch werkzeuglos abnehmbare Gehäusefront

An das Gerät D-BS 320 FO kann eine externe Absauganlage angeschlossen werden.