



Turbo Diamanten T856

Packung 3 Stück schwarz supergrob, HP, Figur 200 Konus rund, 12 mm, ISO 023



Artikelnr.: 32378
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 23 mm
Länge: 49 mm

€ 31,04

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Diamanten schwarz supergrob, HP, Figur 200 Konus rund, Kopflänge: 12 mm, ISO 023

Turbo Diamanten.