



Diamantschleifer 172

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 172, 8 mm, ISO 018



Artikelnr.: 32381

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 60 mm

Länge: 101 mm

€ 26,85

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer grün grob, FG, Figur 172, Kopflänge: 8 mm, ISO 018

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Kronen und Brücken - Vollverblendkronen, Vollkeramik-Kronen, Vollkeramik Inlays und Onlays, Metall-Keramik-Kronen, Zahnrestorationen - Komposit-Restorationen
- Max. Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min., Drehzahl (ISO 025-045) 120.000 U/min.