



## Chirurgie Fräser HM 33IL

Packung 5 Stück FG XL, Figur 415, 5,5 mm, ISO 010



Artikelnr.: 32838

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

**€ 49,56**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Fräser FG XL, Figur 415, Kopflänge: 5,5 mm, ISO 010

Die besonders schnittfreudige und effiziente Verzahnung dieser Instrumente sowie die gezielt ausgerichteten Drallwinkel ermöglichen ein breites Einsatzgebiet der Instrumente im Rahmen der oralen Kieferchirurgie.

- Schonende chirurgische Knochenbearbeitung (z.B. Wurzelspitzenresektionen, Freilegen und Zertrennen retinierter Zähne, Präparieren eines Knochendeckels sowie zur generellen Osteotomie in Knochensubstanz)
- Zertrennung von Zahnhartsubstanz, insbesondere Zahnwurzeln
- Axiales Eindringen in den Knochen möglich (z.B. bei Wurzelspitzenresektion)
- Schnittfreudige Verzahnungen
- Bessere Sicht auf das Arbeitsfeld durch schlanken Hals
- Arbeitsteile mit reduziertem Durchmesser für schmale Osteotomien
- Sehr vibrationsarm aufgrund optimierter Rundlaufeigenschaften
- Kieferchirurgie, Implantologie
- Drehzahl RA - 50.000 U/min., FG - 120.000 U/min.