



# CLEARFIL™ PORCELAIN BOND ACTIVATOR

Flasche 4 ml



Artikelnr.: 32870  
Hersteller: Kuraray Noritake  
Gewicht: 0.025 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 96 mm  
Länge: 218 mm

**€ 67,87**

Zzgl. MwSt.

**Flasche 4 ml**

*CLEARFIL™ PORCELAIN BOND ACTIVATOR* ist ein Produkt zur Herstellung einer Silanschicht, die eine Verbesserung der Haftkraft zwischen Keramik zu Kompositen herstellt. Zur Herstellung eines Silans wird *CLEARFIL™ PORCELAIN BOND ACTIVATOR* mit einem geeigneten Primer (*CLEARFIL™ s<sup>3</sup> BOND PLUS*, dem Primer von *CLEARFIL™ SE BOND*, *CLEARFIL™ SE PROTECT*, *CLEARFIL™ LINER BOND 2V*, *CLEARFIL™ PHOTO BOND* oder *CLEARFIL™ NEW BOND*) gemischt. Die Herstellung des Haftvermittlers ist unkompliziert, wirtschaftlich und zeitsparend, sodass dies auch während der Behandlung am Patienten problemlos erfolgen kann. Das frisch angemischte Silan kann direkt auf die zu behandelnde Oberfläche appliziert werden. In gewohnter Weise wird nun der Adhäsivvorgang mit Verwendung eines Bondings fortgesetzt.