



## Sinterdiamantschleifer 277

Stück SFG, rot fein, FG, Figur 277 C, 4,5 mm, ISO 023



Artikelnr.: 32880

Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE

Gewicht: 0.011 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 10 mm

Länge: 30 mm

**€ 20,47**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Schleifer SFG, rot fein, FG, Figur 277 C, Kopflänge: 4,5 mm, ISO 023

SHM - für alle Materialien - max. Drehzahl 25.000 U/min

SL - für Modellgusslegierungen - max. Drehzahl 25.000 U/min

SFG (für die Laborturbine) - für alle Materialien - max. Drehzahl 25.000 U/min