



SteriCleaner

Flasche 500ml



Artikelnr.: 32931
Hersteller: Alpro Medical GmbH
Gewicht: 0.52 kg
Höhe: 220 mm
Breite: 60 mm
Länge: 60 mm

€ 11,70

Zzgl. MwSt.

Flasche 500 ml

Gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung der Sterilisationskammer, Instrumententablets und Stahloberflächen. Löst Blutrückstände, Desinfektionsmittlrückständen (Instrumentendesinfektion) und Geweberückstände. Entfernt, in Kombination mit dem SteriSchwamm, wirkungsvoll alle Rückstände, die sich während des Autoklavierens gebildet haben, selbst wenn diese stark eingebrannt oder schon älter sind. Reinigt kraftvoll, ist äußerst materialschonend (da schleifkörperfrei).