



## Intrafix® Primeline

Stück 150 cm, Classic



Artikelnr.: 32970  
Hersteller: B.Braun SE  
Gewicht: 0.03 kg  
Höhe: 30 mm  
Breite: 100 mm  
Länge: 220 mm

**€ 2,27**

Zzgl. MwSt.

### Stück 150 cm, Classic

Mehr Sicherheit und Anwendungskomfort durch Schutz vor Luftinfusionen und automatischer Entlüftung.

- AirStop: Die einzigartige Filtermembran wirkt wie eine Barriere; der Eintritt von Luft in die Verbindungsleitung wird verhindert
- PrimeStop: Die Schutzkappe mit integrierter flüssigkeitsabweisender Membran verhindert das Austreten von Infusionslösungen
- Scharfer Einstechdorn: leichtes Einstechen auch in hängende Behälter, restfreie Entleerung des Infusionslösungsbehälters
- Bakteriendichte Belüftung, verschließbar mit Euroklappe, grün
- Handliches Tropfkammerdesign mit hochtransparentem Schauglas
- Tropfkammeroberteil ideal zum Anklebmen eines Infusionspumpen-Tropfensensors. Freistehender, langausgezogener Tropfer für gleichmäßige Tropfenbildung, 20 T
- Tropfen entsprechen 1 ml ± 0,1 ml (Aqua dest.)
- Flexible Pumpkammer mit hohem Flüssigkeitsspiegel, schnell und leicht einstellbar

- 15 µm Filter zum Schutz vor groben Partikeln
- Rollenklemme in DIN-Sicherheitsfarbe "orange" mit Einstechedorn-Aufnahme für mehr Sicherheit bei der Entsorgung
- Druckbeständig 2 bar: Geeignet für die Verwendung mit Infusionspumpen, die für 3 x 4,1 mm Schlauch ausgelegt sind (Liste auf Anfrage)
- Lock-Ansatz