



laboMED

Stück 1,7-fache Vergrößerung, Arbeitsabstand ca. 400 mm



Artikelnr.: 33228

Hersteller: Eschenbach Optik GmbH&Co.

Gewicht: 0.278 kg

Höhe: 65 mm

Breite: 110 mm

Länge: 190 mm

€ 93,84

Zzgl. MwSt.

Stück Brille 1,7-fache Vergrößerung, Arbeitsabstand ca. 400 mm

laboMED Vorsetzlupe für Nicht-Brillenträger.

- Linsen-Klemmenelement aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Dezente, Leichte Metallfassung